




# REMOVE™ EL NUEVO INTEGRANTE DE LA FAMILIA Soprano



REMOVE la solución altamente efectiva de depilación láser.

Mediante el uso del láser de diodo "estándar de oro" de 810 nm, REMOVE es la **tecnología de depilación láser más vendida del mundo**, que se encuentra en más de 5.300 clínicas en todo el mundo.

La depilación láser es un método de depilación profesional de alta calidad y se encuentra entre los tratamientos más efectivos en la industria para lograr una piel suave y hermosa sin vello.

La **combinación del láser de diodo 810 nm con tecnología patentada SHR™** hace de REMOVE la solución de depilación láser más segura, confiable y efectiva disponible actualmente.



# Características

Fuente de luz: diodo láser 810 nm

## Aplicadores



### SPEED

*Tratamiento en la mitad del tiempo*

más sesiones de tratamiento en menos tiempo con el spot grande del aplicador, que permite tratar áreas grandes más rápidamente,

Especificaciones:  
Diodo, 810 nm,  
Spot 20x10 mm,  
hasta 10 Hz



### TIP FACIAL (opcional)

*Alcanzando lo difícil de alcanzar*

El exclusivo tip facial de REMOVE hace que las áreas difíciles de alcanzar sean más accesibles, incluyendo las orejas, fosas nasales y entre cejas.

Especificaciones  
Spot: 6 mm.



### TIP HIGIÉNICO DESECHABLE (opcional)

*Tratamiento de áreas íntimas*

REMOVE incluye tips higiénicos desechables únicos para tratar áreas íntimas.

10 unidades por paquete.

## Sistema:

Peso: 40 kg

Dimensiones: 56 cm (W) x 47 cm (D) x 45 cm (H)

Fuente de alimentación: 120/230 VCA, 50/60 Hz, monofásica.

## Beneficios

- 8 años de efectividad clínicamente probada
- Sistema portátil, para máxima movilidad y flexibilidad.
- Pantalla táctil a color intuitiva y fácil de usar de 15.6 "
- Fácil de operar, rápida curva de aprendizaje.
- Modo dual: modos SHR y HR
- Sin consumibles. sin límites de pulso ni costos operativos, lo que produce un alto ROI



PBBE27051501

**Alma Lasers GmbH  
Alemania**

Nordostpark 100-102  
90411 Nürnberg, Germany  
Tel: + 49 911 / 89 11 29-0  
Fax: + 49 911 / 89 11 29-99

info@alma-lasers.de  
www.alma-lasers.de

© 2020 Alma Lasers Inc. Todos los derechos reservados.

El logotipo de Alma Lasers, Alma, Alma Beauty, In-motion, Remove y SHR son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Alma Lasers Ltd. en los Estados Unidos y/u otros países.

SHR: Patente de Europa No. 1998700. Otras patentes y patentes pendientes en los Estados Unidos y otros países.

[www.altecmcd.com.mx](http://www.altecmcd.com.mx)

**Alma**



conectar con AltecMed